

Produktdatablad

Produktnavn **USON,**
kanylebeholder, transparent,
kanyleaftræk UN, 2 l

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50014404



Specifikationer

Ref.nummer	320
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	100 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
18.7 cm	20.5 cm	14 cm	0.137 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk