

Produktdatablad

Produktnavn **USON,**
kanylebeholder, kantet, sort/gult
skruelåg, 500 ml

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50014405



Specifikationer

Ref.nummer	5110
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	40 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
12.6 cm	7 cm	6.8 cm	0.072 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk