

Produktdatablad

Produktnavn USON, kanylebeholder, låsbar, rustfri stål, 500 ml

Mediq varenr.: 50014406

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	05600
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
17 cm	10.5 cm	10.5 cm	1.71 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk