

Produktdatablad

Produktnavn **USON,**
kanylebeholder, rund, sort/gult
skruelåg, 2,5 l

Mediq varenr.: 50014408

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	25120
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	12 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
13.6 cm	15.9 cm	25 cm	0.236 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk