

Produktdatablad

Produktnavn **USON,**
kanylebeholder, gul, låg med
kanyleaftræk UN godk., 500 ml

Mediq varenr.: 50014413

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	705-SLIM
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	100 Styk
EAN nummer på salgsenhed	5709253000427
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
15.1 cm	7.8 cm	7.5 cm	0.069 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk