

Produktdatablad

Produktnavn **USON,**
kanylebeholder, gul, med
kanyleaftræk, UN godkendt, 100 ml

Mediq varenr.: 50014414

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	701
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	100 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
8.8 cm	4.7 cm	10.4 cm	0.016 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk