

Produktdatablad

Produktnavn **USON,**
kanylebeholder, gul, med
kanyleaftræk, UN godkendt, 1,5 l

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50014420



Specifikationer

Ref.nummer	715
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	100 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
14.9 cm	14.1 cm	13.7 cm	0.111 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk