


Produktdatablad

Produktnavn **USON,**
kanylebeholder, gul, låg med stor
åbning, UN, 2 l

Mediq varenr.: 50014426

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	9720HUL
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	100 Styk
EAN nummer på salgsenhed	5709253000441
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	DENMARK
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
19.4 cm	14.3 cm	14.3 cm	0.137 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk