

Produktdatablad

Produktnavn USON, kanylebeholder, gult klemlåg uden åbning, 3,5 l

Mediq varenr.: 50014428

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	902
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	45 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
18.9 cm	18.9 cm	18.9 cm	0.134 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk