

Produktdatablad

Produktnavn **USON,**
kanylebeholder, gul, låg uden flap,
høj model, 500 ml

Mediq varenr.: 50014430

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	4705S0
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	100 Styk
EAN nummer på salgsenhed	5709253000175
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
14.1 cm	7.8 cm	15.4 cm	0.063 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk