

Produktdatablad

Produktnavn USON, vægholder rustfri stål til 1,3. 1,5. 1,7. 2 og 3 L

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50014434



Specifikationer

Ref.nummer	5200
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	5709253000458
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	DENMARK
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
9.8 cm	14.1 cm	19.2 cm	0.101 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk