

Produktdatablad

Produktnavn **USON,**
kanylebeholder, stor åbning i låg,
UN godkendt,, 3 l

Mediq varenr.: 50014441

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	3000
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	50 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	DENMARK
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
13.7 cm	13.7 cm	29 cm	0.278 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk