

Produktdatablad

Produktnavn USON, Metal-ophæng til montering på væg eller stativ

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50014442



Specifikationer

Ref.nummer	3003
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
3 cm	4.8 cm	6 cm	0.093 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk