

Produktdatablad

Produktnavn USON, kanylebeholder, gult standardlåg uden åbning, 5 l

Mediq varenr.: 50014445

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	5501/04-501
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
3.4 cm	22.2 cm	22.1 cm	0.049 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk