

Produktdatablad

Produktnavn Sharpsafe,
kanylebeholder, oval, hul med
kanyleaftertag, gul, 300 ml

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50014484



Specifikationer

Ref.nummer	DK4175P
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	100 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2 cm	1 cm	1 cm	0.07 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk