

Produktdatablad

Produktnavn **Sharpsafe**
genbrugsplast, kanylebeholder,
oval model, u/kanyleaftræk, gul,
600 ml

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50014503



Specifikationer

Ref.nummer	51502430
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	100 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
Latex Ja/Nej	Free from latex
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
5.2 cm	10.5 cm	16.1 cm	0.084 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk