

Produktdatablad

Produktnavn **Sharpsafe**
genbrugsplast, kanylebeholder,
oval, hul med kanyleaftag, gul, 450
ml

Mediq varenr.: 50014504

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	51702430
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	100 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
16.7 cm	5 cm	10.5 cm	0.082 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk