

Produktdatablad

Produktnavn Klinion Easycare,
kanylebeholder, gul, med
kanyleaftræk UN godkendt, 11 l

Mediq varenr.: 50014547

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	7110-KLINION
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	99 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
27.8 cm	28.1 cm	28.4 cm	0.528 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk