


Produktdatablad

Produktnavn Klinion Easycare,
kanylebeholder, gul, med
kanyleaftræk UN godkendt, 21 l

Mediq varenr.: 50014549

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	7210KLINION + 04-520-U
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	90 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
30.6 cm	30.9 cm	43.2 cm	0.905 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk