


Produktdatablad

Produktnavn Klinion Easycare,
kanylespand, gul, med standardlåg,
UN godkendt, 5 l

Mediq varenr.: 50014553

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	750KH
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	135 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
19.7 cm	25.8 cm	22.9 cm	0.243 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk