


# Produktdatablad

## Produktnavn Ginram Minijector, sonohysterografisk uterin katheter 5Fr steril

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50014568



### Specifikationer

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Ref.nummer                | 770314                            |
| Indhold/salgsenhed        | 15 pakke                          |
| EAN nummer på salgsenhed  |                                   |
| Regulativ                 | MDD (93/42)                       |
| Oprindelsesland           | ITALY                             |
| PVC Ja/Nej                | Free from PVC (health care items) |
| Holdbarhed fra prod.datao | 60 måneder                        |
| Bemærkninger              |                                   |

### Forpakning

| Længde  | Bredde | Højde   | Vægt    |
|---------|--------|---------|---------|
| 10.5 cm | 11 cm  | 39.9 cm | 0.24 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)