

Produktdatablad

Produktnavn **Dometic,**
medicinkøleskab inkl. lås & digital
termometer 27L, 580 mm x 422
mm x 393 mm

Mediq varenr.: 50014592

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	9620000036_DS301H
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	HUNGARY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
46 cm	62 cm	43 cm	16 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk