

Produktdatablad

Produktnavn Temperatur-logger, EL-USB-1-LCD m/USB, display og software

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50014600



Specifikationer

Ref.nummer	EL-USB-1-LCD
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	CHINA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4.5 cm	10.1 cm	14.4 cm	0.082 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk