

Produktdatablad

Produktnavn Lascar Temperatur,
logger, Smart glycolprobe,
software, alarm m/lyd

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50014604



Specifikationer

Ref.nummer	EL-WIFI-VACX
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	CHINA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	9 cm	14 cm	0.307 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk