

# Produktdatablad

## Produktnavn Multiline, alukop, 106 ml

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50014641



### Specifikationer

| Ref.nummer               | 7339          |
|--------------------------|---------------|
| Indhold/salgsenhed       | 100 pakke     |
| Colli                    | 20 Styk       |
| EAN nummer på salgsenhed | 5410555070048 |
| Regulativ                | Ikke gældende |
| Oprindelsesland          | DENMARK       |
| Bemærkninger             |               |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde   | Vægt     |
|--------|--------|---------|----------|
| 8.3 cm | 8 cm   | 26.2 cm | 0.226 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)