

Produktdatablad

Produktnavn Hawo, svejsemaskine hd270-MS3 til tørsteriliserings pose, 42 cm x 30 cm x 22 cm

Mediq varenr.: 50014694

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	HD270MS3
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	DENMARK
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
22 cm	30 cm	41.9 cm	8 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk