

Produktdatablad

Produktnavn Ceduren, pumpe til 500/600ml flasker

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50014918



Specifikationer

Ref.nummer	PUMP0045
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	DENMARK
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
3.2 cm	4.2 cm	8.4 cm	0.013 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk