

Produktdatablad

Produktnavn T-Safe, adapter m. stop-ventil til vare 3345503

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50015026



Specifikationer

Ref.nummer	90-001801
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2.3 cm	2.3 cm	3.8 cm	0.6 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk