

Produktdatablad

Produktnavn Spycra Sil-Tape, Fikseringstape med silikoneklæb, på rulle, beige, 2,5 cm x 300 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50015431



Specifikationer

Ref.nummer	SPY-SIL 253000
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	12 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	BELGIUM
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
5.8 cm	3.9 cm	5.7 cm	0.039 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk