

Produktdatablad

Produktnavn Spycra Sil-Tape, Fikseringstape med silikoneklæb, på rulle, beige, 5,0 cm x 150 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50015432



Specifikationer

Ref.nummer	SPY-SIL 501500
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	12 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	BELGIUM
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4 cm	5 cm	6 cm	0.054 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk