

# Produktdatablad

## Produktnavn Lastotel, fikseringsbind, 8 cm x 4 m

Mediq varenr.: 50015603

Dato: 29.04.2025



### Specifikationer

| Ref.nummer                | 310112         |
|---------------------------|----------------|
| Indhold/salgsenhed        | 20 pakke       |
| Colli                     | 10 Styk        |
| EAN nummer på salgsenhed  |                |
| Regulativ                 | MDR (2017/745) |
| Oprindelsesland           | INDIA          |
| Holdbarhed fra prod.datao | 60 måneder     |
| Bemærkninger              |                |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde   | Vægt    |
|--------|--------|---------|---------|
| 15 cm  | 9 cm   | 18.6 cm | 0.25 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)