

Produktdatablad

Produktnavn Tracheseal, tracheostomibandage med silikoneklæb, rund, steril, Ø 75 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50016177



Specifikationer

Ref.nummer	TS0004
Indhold/salgsenhed	10 pakke
Colli	30 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	CHINA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
12.6 cm	14.4 cm	10.9 cm	0.123 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk