


Produktdatablad

Produktnavn Metalline, kompres steril, 8 cm x 10 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50016192



Specifikationer

Ref.nummer	23081
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	12 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
16.1 cm	13.1 cm	14.8 cm	0.284 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk