

Produktdatablad

Produktnavn Prontosan, Sårgel X, med PHMB, steril, 250 ml

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50017596



Specifikationer

Ref.nummer	30049000
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	20 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	SWITZERLAND
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	6.8 cm	20.9 cm	0.298 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk