


Produktdatablad

Produktnavn **COMPRESSANA**
MASTER, Stativ til på-og aftagning
af kompressionsstrømpe, x-large,
cB > 26 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50017868



Specifikationer

Ref.nummer	4028393185285
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
31.9 cm	34.4 cm	55.2 cm	2.886 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk