

Produktdatablad

Produktnavn Væggholder, rustfri stål til 3 æske handsker

Mediq varenr.: 50029664

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	460128-3-154
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	25 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	SWEDEN
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
56 cm	12 cm	14.9 cm	0.383 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk