

Produktdatablad

Produktnavn Mediq, gul lynlåspose til seponeret/pauseret medicin, 30 cm x 26 cm

Mediq varenr.: 50030489

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	50-4580-007
Indhold/salgsenhed	50 Sæt
Colli	20 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	DENMARK
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6.2 cm	10 cm	31 cm	0.538 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk