

Produktdatablad

Produktnavn Nopa, dilatator, Hegar, 3 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50031147



Specifikationer

Ref.nummer	KB10006
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	14049538074735
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
1.4 cm	0.4 cm	2.6 cm	0.029 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk