

# Produktdatablad

## Produktnavn Nopa, dilatator, Hegar, 4,5 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50031150



### Specifikationer

| Ref.nummer               | KB10009                           |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed       | 1 Styk                            |
| EAN nummer på salgsenhed | 14049538074766                    |
| Regulativ                | MDD (93/42)                       |
| Oprindelsesland          | GERMANY                           |
| PVC Ja/Nej               | Free from PVC (health care items) |
| Bemærkninger             |                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde  | Vægt     |
|--------|--------|--------|----------|
| 0.7 cm | 0.4 cm | 1.9 cm | 0.025 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)