

# Produktdatablad

## Produktnavn Medicon, slangesæt engangs til brug i infiltrationspumpe

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50031677



### Specifikationer

| Ref.nummer               | 91.70.11                          |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed       | 1 Styk                            |
| EAN nummer på salgsenhed |                                   |
| Regulativ                | MDD (93/42)                       |
| Oprindelsesland          | GERMANY                           |
| Latex Ja/Nej             | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej               | Free from PVC (health care items) |
| Bemærkninger             |                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde   | Vægt    |
|--------|--------|---------|---------|
| 15 cm  | 24 cm  | 25.9 cm | 0.07 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)