

Produktdatablad

Produktnavn ClinaStar, knopkanyle, lige, 2mm, engangs, steril, 8 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50031903



Specifikationer

Ref.nummer	CSIA1017
Indhold/salgsenhed	40 pakke
Colli	2 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	24 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
23 cm	13 cm	21 cm	0.66 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk