

# Produktdatablad

Produktnavn ClinaStar, nåleholder,  
Mayo-Hegar, lige, met.engangs,  
steril, 15 cm

Mediq varenr.: 50031908

Dato: 29.04.2025



## Specifikationer

| Ref.nummer                | CSIN3002                          |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed        | 25 pakke                          |
| Colli                     | 4 Styk                            |
| EAN nummer på salgsenhed  |                                   |
| Regulativ                 | MDD (93/42)                       |
| Oprindelsesland           | GERMANY                           |
| Latex Ja/Nej              | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej                | Free from PVC (health care items) |
| Holdbarhed fra prod.datao | 24 måneder                        |
| Bemærkninger              |                                   |

## Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt     |
|--------|--------|-------|----------|
| 23 cm  | 10 cm  | 20 cm | 1.148 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)