

Produktdatablad

Produktnavn ClinaStar, saks,
kirurisk, sp/sp, lige, metal, enga.,
steril, 14,5 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50031914



Specifikationer

Ref.nummer	CSIS8001
Indhold/salgsenhed	25 pakke
Colli	4 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	24 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
23 cm	10 cm	20 cm	1.149 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk