

Produktdatablad

Produktnavn Kimetec, staserem,
énhåndsbetjent, pink m. stribe, 23
mm x 450 mm

Mediq varenr.: 50032021

Dato: 29.04.2025



THE ORIGINAL
Made in Germany

Specifikationer

Ref.nummer	500124
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2 cm	3 cm	7 cm	0.046 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk