

Produktdatablad

Produktnavn WhiteSensor, EKG elektrode md trykknop, 42 mm x 42 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50032123



Specifikationer

Ref.nummer	4841P
Indhold/salgsenhed	600 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	INDIA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
35 cm	15 cm	12.9 cm	0.45 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk