

Produktdatablad

Produktnavn **WhiteSensor, EKG
elektrode med gel, 4mm adapter,
engangs, 32 mm x 45 mm**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50032126



Specifikationer

Ref.nummer	4540
Indhold/salgsenhed	60 pakke
Colli	40 Styk
EAN nummer på salgsenhed	5707480131822
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	INDIA
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	24 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2 cm	20 cm	25 cm	0.078 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk