

Produktdatablad

Produktnavn 3M EKG elektrode, hvile EKG, Red Dot med ledende klæbestof, 32 mm x 22 mm

Mediq varenr.: 50032133

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	2330
Indhold/salgsenhed	1000 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED STATES
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7.5 cm	15.1 cm	19.9 cm	0.545 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk