


Produktdatablad

Produktnavn **WhiteSensor, tab til hvile EKG, med ledende klæbestof, 34 mm x 23 mm**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50032146



Specifikationer

Ref.nummer	0415M
Indhold/salgsenhed	100 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	INDIA
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
1 cm	11 cm	16.9 cm	0.08 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk