

Produktdatablad

Produktnavn Ambu blue sensor, EKG elektrode P til 4mm bananstik, 40 mm x 34 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50032157



Specifikationer

Ref.nummer	P-00-A/50
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	80 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	MALAYSIA
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
3.4 cm	21 cm	22.1 cm	0.098 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk