

# Produktdatablad

## Produktnavn Ambu blue sensor, EKG elektrode P til klemme

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50032163



### Specifikationer

| Ref.nummer                | P-00-S/50                         |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed        | 50 pakke                          |
| EAN nummer på salgsenhed  |                                   |
| Regulativ                 | MDR (2017/745)                    |
| Oprindelsesland           | MALAYSIA                          |
| Latex Ja/Nej              | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej                | Free from PVC (health care items) |
| Holdbarhed fra prod.datao | 8 måneder                         |
| Bemærkninger              |                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde  | Højde   | Vægt     |
|--------|---------|---------|----------|
| 3.2 cm | 21.5 cm | 22.5 cm | 0.087 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)